

GUANTI MONOUSO SENZA POLVERE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 98

1 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

SGR S.R.L.
Via Verdi, 15
46019 VIADANA



2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanto Monouso Non Sterile in lattice, clorinato e senza polvere.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.
- Guanto ambidestro per essere utilizzato con entrambe le mani e con bordino arrotolato.
- Colorazione blu e dita testurizzate.
- Unità di Vendita in confezioni da 50 guanti/pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile.
- Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni realizzati con cartone ondulato riciclabile.

Prod.	Misure	Art.	EAN Unità Vend.	EAN Cartone
REFLEXX 98 S	Small (6-6,5)	183	8032891631836	8032891636831
REFLEXX 98 M	Media (7-7,5)	184	8032891631848	8032891636848
REFLEXX 98 L	(Large 8-8,5)	185	8032891631855	8032891636855
REFLEXX 98 XL	(X- Large 9-9,5)	186	8032891631862	8032891636862

Gruppo e Tipo secondo il progetto di norma CEN prEN 1874:

11882	Gloves, Examination/Treatment
-------	-------------------------------

3 QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

Prodotto da considerarsi:

- Come DPI** rientrante nella Classe I di rischio (per Rischi Minori) Dir. 89/686/CEE

In accordo con le normative EN 420 e EN374-2

EN 420	Misure	Conforme
	Indossabilità	Conforme
	Destrezza	Massima destrezza Classe 5

EN 374-2	Prova di perdita d'acqua	Conforme AQL 1,5 Livello Ispezione G1
	Prova di perdita d'aria	Non eseguibile (come specificato al punto 2 della norma stessa)

SGR S.r.l.	NOTA INFORMATIVA	vers. 00 del 01 ott. 2009
Prodotto REFLEXX 98 HR art. 183 Mis. Small – art. 184 Mis. Medium – art. 185 Mis. Large - art. 186 Mis. X-Large		
Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico		Pag.: 2/3

- **Come Dispositivo Medico** da esame anche invasiva destinato ad un uso temporaneo in classe I (All.IX della Direttiva 93/42/CEE) e in accordo con le normative EN 455 1-2 e 3.

4 DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	Taglia	Lunghezza (min.)	Larghezza (+/- 5mm)
	S / 6-6,5	295	85
	M / 7-7,5	295	95
	L / 8-8,5	295	106
	XL / 9-9,5	295	116

Spessore (in mm.)	Palmo	0,32 (min.)
	Dita	0,33 (min.)

Carico di rottura (EN 455-2)	Prima dell'invecchiamento accelerato	9 N. (min)
	Dopo invecchiamento accelerato 7 gg. ad una temperatura di 70°C. ±2°C	6 N. (min)

SGR S.r.l.	NOTA INFORMATIVA	vers. 00 del 01 ott. 2009
Prodotto REFLEXX 98 HR art. 183 Mis. Small – art. 184 Mis. Medium – art. 185 Mis. Large - art. 186 Mis. X-Large		
Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico		Pag.: 3/3

5 AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- 5.1 Guanto Monouso – Classe I di rischio – da utilizzare solo per Rischi Minori (Direttiva 89/686/CEE) – Guanto per uso medicale - Dispositivo Medico- classe I Direttiva 93/42/CEE
- 5.2 Evitare il contatto con grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici
- 5.3 Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- 5.4 Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare allergie.
- 5.5 Il prodotto può essere utilizzato per la manipolazione dei prodotti alimentari contenenti sostanze grasse per le quali è prevista la divisione del risultato per il valore di correzione 3, 4 o 5 per una durata max. di 30 minuti alla temperatura di 40 °
- 5.6 Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
- 5.7 Conservare il prodotto nel loro imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 30° C., né inferiore a 5°C..
- 5.8 Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- 5.9 Scadenza del prodotto (5 anni) se debitamente conservato – Scadenza indicata sulla confezione di vendita

SGR s.r.l.
 AMM. UNICO
 (Isetti Gianni)